



- 18)Don't use the device in the environment with higher than 40% or lower than 5%, and over RH 15%- 90%.
19)The protective glass outside the LCD frame is very important and also the fragile part of the instrument, so it must be used carefully.
20)Please do not charge the non-rechargeable battery and do not throw the battery into the fire.
21)Please do not expose the product to the sun or touch water.
22)To help avoid strangulation, keep the air tube away from infants, toddlers or children.
23)Keep components out of the reach of infants, toddlers or children. This product contains small parts that may cause a choking hazard if swallowed by infants, toddlers or children.
24)Keep batteries out of the reach of infants, toddlers or children. If the monitor and other components are wet:
- In locations exposed to extreme temperatures, humidity, direct sunlight, dust or corrosive vapors such as bleach.
- In locations exposed to vibrations or shocks.

3.Potential adverse reaction

- 1)Patients with severe blood circulation disorders and blood diseases, inflate the arm cuff until necessary may cause blood stasis or paralysis of the arm;
2)Patients with severe blood circulation disorders and blood diseases may cause acute internal bleeding due to the compression of the arm.

4.Waste disposal

- 1)Direct disposal of electronic products and batteries in garbage cans will cause harm to the environment. Please dispose them according to the local laws.
2)Don't throw the Electronic Sphygmomanometers in the garbage can at the end of use; please dispose it according to the local laws or contact with the manufacturer for recycling.

6



- 3)Wrap the arm Cuff firmly in place around your left upper arm. It is advisable to tie the Cuff properly that the arm will not feel physical tension.



- The bottom edge of the arm cuff should be 2 to 3 cm above the elbow. Air tube is on the inside of your arm and aligned with your middle finger.



- 4)Secure closed with the fabric fastener.
Notes:
• When you take a measurement on the right arm, the

Table of Contents

I. Preface.....	.1
II. Range of application.....	.2
III. Important Safety Information.....	.3
IV. Features and Specification.....	.7
V. Structure and descriptions of product.....	.8
VI. Settings.....	.10
VII. Preparation.....	.12
VIII. Method to measure the blood pressure.....	.16
IX. Requirements of Storage and maintenance.....	.19
X. Calibration and Service.....	.20
XI. Instructions for Waste Disposal.....	.20
XII. Symbol Description.....	.22
XIII. Service information.....	.23
XIV. EMC Declaration.....	.23
XV. Manufacture.....	.28
XVI. European Representative.....	.28

IV.Features and Specification


1.List of product

No.	Part Name	Model	Quantity
1)	Main unit	X5	1 set
2)	Cuff	URN-224Z	1 set
3)	Instructions Manual	/	1 copy

2.Technical specification

Device Name	Electronic Sphygmomanometer
Model	X5
Display Digital LCD	Digital LCD
Method of measurement	Oscillometry
Weight	About 245 g
Dimensions	Appr. 135 (L) X 100 (W) X 68 mm (H)
Cuff	Appr. 150 mm (W) x 450 mm (L)
Cuff Measurement perimeter of the upper arm	220mm~420mm
Material of cuff	Nylon polyester
Measuring pressure range	Blood pressure: 0~295 mmHg, 0~40 kPa
Measuring pressure accuracy	Pressure within ±3 mmHg (±0.4 kPa), or 2% of the reading, whichever is greater
Pulse range	(40~160) times per minute
Pulse accuracy	Within ±5% of the reading
Pressure measurement	Resistance-type pressure sensor
Working mode	Continuous operation
Number of memory	2 people × 99 groups
Air-blow device	Blow-off valve

1.Product Picture



7

8


air tube will be at the side of your elbow. Be careful not to rest your arm on the air tube.



- 1)Sit in a comfortable chair with your back and arms supported, and maintain the right posture; do not force with your fingers, and keep them stretched.
2)Keep your feet flat and your legs uncrossed.
3)Both arms should be resting comfortably on a table.
4)Place your monitor close enough to touch with your bent elbows.
5)The arm cuff should be placed on your arm at the same level as your heart for a blood pressure measurement.

- 6)Please measure while the body is relaxed, and keep it in peace for 4~5 minutes before measurement. Otherwise, the measurement results will be affected. At the same time, make blood pressure measurement with the same arm and the same posture every day.
7)Judge the measurement result based on the guidance of a doctor to help you manage your health.

- 8)When the person being measured suffers from arrhythmia (i.e. PAC, PVC, and atrial fibrillation), the measurement results may be inaccurate.
3.How to Sit Correctly
The correct posture is also extremely important to measurement. To take a measurement, you need to be relaxed and comfortably seated at comfortable room temperature.



- Notes:
• When you take a measurement on the right arm, the

13

6)Avoid any electromagnetic interference or noise interference during measurement.

VIII.Method to measure the blood pressure

- 1)Start measuring after you have worn the cuff by pressing the "Start/Stop" key. After that, start the measurement.

- 2)Since the monitor also checks the pulse during the inflation process, do not move any part of your body during measurement.

Initial display During inflation During measuring

3)When the monitor is slowly vented, the value on the display keeps decreasing and the heartbeat icon (heart shaped) keeps flashing until the measurement results appear.

During inflation During venting During measuring

Reading of measured values and make repeated measurements. After the automatic measurement is finished, the display screen will automatically display the systolic pressure and diastolic pressure of the person under measurement in mmHg, and simultaneously display the measured pulse rate (in times/minute).

14

15

II.Range of application

1.Intended Use

Electronic Sphygmomanometers measures the diastolic pressure and systolic pressure and pulse rate of people over 12 years old in home environments by using a non-invasive oscillometric technique with a single upper arm cuff.

The measurement position is at human being's upper arm.

All values can be read out in one LCD panel. This device is specially designed for family use. It is recommended for people over 12 years old with upper arm circumference between 22cm~42cm.

Scope of application of product
This product is used for measurement of blood pressure of people over 12 years old and not for newborns, not for pregnant, including pre-eclamptic patients;

Intended Users

Adult, except contraindications

Patient populations

People over 12 years, except contraindications

Parts of the body/tissues, duration

This Non-invasive Electronic Sphygmomanometers, the cuff will be worn in upper arm by user during measuring.

Single Use/Reusable
This product is an active and reusable device.

2.Contraindications

1)The product shall not be used for measuring for under 12 years old.

2)Those who suffer from severe arrhythmia shall not use this product;

3)Do not use this monitor on the injured arm or the arm under medical treatment;

4)Do not apply the arm cuff on the arm while being on an intravenous drip or blood transfusion.

III.Important Safety Information

1.Warnings

⚠ To measure the blood pressure accurately and reliably, followings shall be noted when measuring:

- 1)Don't disassemble the monitor or arm cuff. This may cause a serious problem.

- 2)Do not apply the arm cuff on the arm while being on an intravenous drip or blood transfusion.

- 3)Consult your physician before using this monitor on the arm with an arterio-venous (A-V) shunt.

- 4)Don't use the Cuff on the arm on the side of a mastectomy or lymph node clearance.

- 5)Do not use this monitor with other medical electrical (ME) equipment simultaneously. This may result in incorrect operation of the monitor and/or cause an inaccurate reading.

- 6)Measurements may be impaired if the device is used close to televisions, microwave ovens, cellular telephones, X-ray or other device with strong electrical fields.

- 7)Don't use this monitor on the injured arm or the arm under medical treatment, as this can cause further injury.

- 8)Do not use in a location with moisture, or a location where water may splash on this monitor. This may damage this monitor.

- 9)Use only the approved arm cuff for this monitor. Use of other arm cuffs may result in incorrect measurement results.

- 10)Do not fold or kink the air tube while taking a measurement. This may cause harmful injury by interrupting blood flow.

- 11)Do not measure while standing, walking, or your body is under pressure.

- 12)Do not smoke after smoking, drinking alcohol, or coffee (black tea).

- 13)Do not measure after exercise or bathing.

- 14)Do not speak or move your body during measurement.

- 2.Notes**

- 1)Avoid eating, smoking and strenuous exercise for 30 minutes prior to blood pressure measurement.
2)Since the blood pressure measurement posture for measurement of blood pressure, and the Cuff and the heart should be on the same level. Therefore, the blood pressure value measured at the front of the counter may be slightly different from that is measured correctly.

- 3)Any blood pressure measurement is affected by the posture and physical condition of the subject. Please be quiet while measuring, and do not move your arms or body.

- 4)Maintain the same state and same posture for each time of measurement.

- 5)The monitor of this model should be tied on the left arm.

4

6)When continuous measurement is made on the same person, loosen the Cuff to have the arm rested for at least 3 minutes before next measurement.

7)The Cuff provided by this product is suitable for arms of people over 12 years old.

8)Avoid electromagnetic interference above 10V/m during measurement. The possible sources of interference may be from TV, mobile phone, microwave oven, X-ray, etc.

9)Do not measure the blood pressure of newborn babies using this product.

10)Do not have this product used for purposes other than blood pressure measurement.

11)Remove the batteries when the product is not in use for a long time to prevent the battery from leakage.

12)When the bladder of cuff is over-pressurized constantly, the pain, numbness and even congestion may occur to the arm. Do not pressurize when it exceeds 300 mmHg, and do not maintain the cuff pressure higher than 15mmHg for more than 3 minutes.

13)Arrhythmia such as PAC, PVC, and atrial fibrillation during the measurement process may lead to the detection of irregular pulse rate. The electronic monitor can still work normally, but the measured blood pressure value may be inaccurate. When irregularities occur frequently, please consult a doctor.

14)If the monitor is used and stored beyond the temperature and humidity range specified in this Manual, its safety or performance may be affected or become invalid, or even be totally damaged.

15)When replacing the Cuff, use the Cuff supplied by the manufacturer. If the original part is replaced with a Cuff not supplied by the manufacturer, measurement errors may occur.

16)Contact the manufacturer for static pressure test.

17)Do not share the Cuff with others to avoid cross-contamination.

5


VII.Preparation

Open the Electronic Sphygmomanometers. The device case should be uniformly colored with no obvious defects such as scars and scratches.

Please keep it properly when carrying and storing.

1.To load the batteries

- 1)Open the Battery Case cover on the side of the unit and put the 4 Batteries (AAA) correctly.
2)Put the Battery Case cover back properly.



Notes:

When the depleted battery symbol () appears on the display, turn the monitor off and remove all the batteries. Replace with 4 new batteries at the same time. Low voltage alkaline batteries should be discarded.

The measurement values continue to be stored even after the batteries are replaced.

The supplied batteries may have a shorter life. Disposal of used batteries should be carried out in accordance with the national/local regulations for the disposal of batteries.

2.To tie the Cuff

- 1)The standard accessory is the cuff (M), which is suitable for the subject with arm circumference of 22cm ~ 42cm.
2)Insert the hose top plug into the opening located on the side of the Main Unit. (Only the original standard Cuff can be used for this Main Unit.)

12

X.I Requirements of Storage and maintenance

1.Avoid falling or strong collisions.

2.Avoid high temperatures or exposure to direct sunlight.

3)Don't twist or bend the Cuff.

4)Do not press "START/STOP" button if the cuff is not wrapped around your upper

with water or a mild detergent, and dry with a dry cloth. If necessary, gently wipe it with absorbent cotton soaked with alcohol for disinfection.	Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)	XII.Symbol Description	XIII.Service information	ESSENTIAL PERFORMANCE:																																		
1)The accuracy of this blood pressure monitor has been carefully tested and is designed for a long service life. 2)It is generally recommended to have the device inspected every 2 years to ensure correct functioning and accuracy. Please consult your local AICARE representative. 3)Service life information: Main unit: 5 years (6 times/day); Cuff: The Cuff is a consumable. The life of the Cuff is about 1 year when measured 6 times a day (3 times in the morning and 3 times in the evening), (under the test conditions of manufacturer). In order to measure blood pressure correctly, it is recommended to replace it in time. In case of air leakage, replace the cuff with a new one.	This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of, with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office for details of where and how they can return this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal.		XIV. EMC Declaration [EMC DECLARATION] All types of electronic equipment may cause electromagnetic interference to other equipment through the air or the cable connected with it. The term EMC (electromagnetic compatibility) refers to the ability of a device to be unaffected by electromagnetic interference from other devices and not to affect other devices through similar electromagnetic radiation. To fully achieve the specified EMC performance, users should follow the detailed described in the service manual to properly install the product.	<table border="1"> <tr><td>Description</td><td>Testing and verification</td></tr> <tr><td>Measuring pressure range</td><td>Blood pressure 0~295 mmHg, 0~40 kPa</td></tr> <tr><td>Measuring pressure accuracy</td><td>Pressure: within ±3 mmHg (±0.4 kPa) 2% of the reading, whichever is greater</td></tr> <tr><td>Pulse measurement range</td><td>(40~160) beats/min</td></tr> <tr><td>Pulse rate accuracy</td><td>Within ±5% of the reading</td></tr> <tr><td>Reproducibility of the BLOOD PRESSURE DETERMINATION</td><td>≤ 3.0mmHg</td></tr> <tr><td>Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions</td><td>The RF Generator is suitable for use in the specified electromagnetic environment (s) and it has meets the following standard's emission requirements.</td></tr> <tr><td>Conducted disturbances induced by RF fields</td><td>3 V in 0.15 MHz - 80 MHz 5 V in 80 MHz and above, and the receiver radio frequency between 0.15 MHz and 80 MHz to 80 % AM at 2 Hz</td></tr> <tr><td>Voltage dips</td><td>0% UT: 0.5 cycle at 0°, 45°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°</td></tr> <tr><td>Phenomenon</td><td>0% UT: 1 cycle and 70% UT: 25/30 cycles sine wave at 0°</td></tr> <tr><td>Conducted and radiated RF emissions</td><td>CISPR 11, Group 1, Class B</td></tr> <tr><td>Harmonic distortion</td><td>IEC 61000-3-2, not applicable</td></tr> <tr><td>Voltage fluctuations and flicker</td><td>IEC 61000-3-3 not applicable</td></tr> <tr><td>Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity</td><td>The RF Generators is suitable for use in the specified electromagnetic environment and it has meets the following immunity test levels. Higher immunity levels may cause the RF Generator's essential performance test or degraded.</td></tr> <tr><td>Phenomenon</td><td>Basic EMC standard or test method</td></tr> <tr><td>Electrostatic discharge</td><td>IEC 61000-4-2 +/- 8 KV contact +/- 2 KV, +/- 4 KV, +/- 8 KV, +/- 15 KV air</td></tr> <tr><td>Radiated RF EM fields</td><td>IEC 61000-4-3 10W/m 80MHz-2.7GHz 80%AM at 2 Hz</td></tr> </table>	Description	Testing and verification	Measuring pressure range	Blood pressure 0~295 mmHg, 0~40 kPa	Measuring pressure accuracy	Pressure: within ±3 mmHg (±0.4 kPa) 2% of the reading, whichever is greater	Pulse measurement range	(40~160) beats/min	Pulse rate accuracy	Within ±5% of the reading	Reproducibility of the BLOOD PRESSURE DETERMINATION	≤ 3.0mmHg	Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions	The RF Generator is suitable for use in the specified electromagnetic environment (s) and it has meets the following standard's emission requirements.	Conducted disturbances induced by RF fields	3 V in 0.15 MHz - 80 MHz 5 V in 80 MHz and above, and the receiver radio frequency between 0.15 MHz and 80 MHz to 80 % AM at 2 Hz	Voltage dips	0% UT: 0.5 cycle at 0°, 45°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°	Phenomenon	0% UT: 1 cycle and 70% UT: 25/30 cycles sine wave at 0°	Conducted and radiated RF emissions	CISPR 11, Group 1, Class B	Harmonic distortion	IEC 61000-3-2, not applicable	Voltage fluctuations and flicker	IEC 61000-3-3 not applicable	Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity	The RF Generators is suitable for use in the specified electromagnetic environment and it has meets the following immunity test levels. Higher immunity levels may cause the RF Generator's essential performance test or degraded.	Phenomenon	Basic EMC standard or test method	Electrostatic discharge	IEC 61000-4-2 +/- 8 KV contact +/- 2 KV, +/- 4 KV, +/- 8 KV, +/- 15 KV air	Radiated RF EM fields	IEC 61000-4-3 10W/m 80MHz-2.7GHz 80%AM at 2 Hz
Description	Testing and verification																																					
Measuring pressure range	Blood pressure 0~295 mmHg, 0~40 kPa																																					
Measuring pressure accuracy	Pressure: within ±3 mmHg (±0.4 kPa) 2% of the reading, whichever is greater																																					
Pulse measurement range	(40~160) beats/min																																					
Pulse rate accuracy	Within ±5% of the reading																																					
Reproducibility of the BLOOD PRESSURE DETERMINATION	≤ 3.0mmHg																																					
Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions	The RF Generator is suitable for use in the specified electromagnetic environment (s) and it has meets the following standard's emission requirements.																																					
Conducted disturbances induced by RF fields	3 V in 0.15 MHz - 80 MHz 5 V in 80 MHz and above, and the receiver radio frequency between 0.15 MHz and 80 MHz to 80 % AM at 2 Hz																																					
Voltage dips	0% UT: 0.5 cycle at 0°, 45°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°																																					
Phenomenon	0% UT: 1 cycle and 70% UT: 25/30 cycles sine wave at 0°																																					
Conducted and radiated RF emissions	CISPR 11, Group 1, Class B																																					
Harmonic distortion	IEC 61000-3-2, not applicable																																					
Voltage fluctuations and flicker	IEC 61000-3-3 not applicable																																					
Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity	The RF Generators is suitable for use in the specified electromagnetic environment and it has meets the following immunity test levels. Higher immunity levels may cause the RF Generator's essential performance test or degraded.																																					
Phenomenon	Basic EMC standard or test method																																					
Electrostatic discharge	IEC 61000-4-2 +/- 8 KV contact +/- 2 KV, +/- 4 KV, +/- 8 KV, +/- 15 KV air																																					
Radiated RF EM fields	IEC 61000-4-3 10W/m 80MHz-2.7GHz 80%AM at 2 Hz																																					
20	21	22	23	24																																		
Recommended minimum separation distances	DE	FR	IT	ES																																		
Nowadays, many RF wireless equipments have been used in various healthcare locations where medical equipment and/or systems are used. When they are used in close proximity to medical equipment and/or systems, the medical equipment and/or systems could be affected by the RF signals emitted by these RF Generators has been tested with the immunity test level in the below table and meet the related requirements of IEC 60601-1-2:2014. The customer and/or user should help to keep the RF Generators away from medical equipment and/or wireless communications equipment and this RF Generators as recommended below.	Rahmen 1.Sicherer klar Halten Sie im Lesespeichermodus die Taste "MEM" 3 Sekunden lang gedrückt, um den im Produkt gespeicherten Speicherwert zu löschen. 2.Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. 3.Einstellung der Datumszeit Wenn der Monitor eingeschaltet, aber nicht gemessen hat, halten Sie die Taste "SET" zwei Sekunden lang gedrückt. Der Bildschirm "Year" beginnt zu blinken, und drücken Sie die Taste "MEM", um das Jahr einzustellen. "Year" Nachdem das Jahr angepasst wurde, drücken Sie erneut die Taste "SET". Der Monat beginnt zu diesem Zeitpunkt zu blinken, und drücken Sie die Taste "MEM". "Month" Nachdem der Monat angepasst wurde, drücken Sie erneut die Taste "SET". Zur diesem Zeitpunkt beginnt das Datum zu blinken, und drücken Sie die Taste "MEM", um die Einstellung vorzunehmen. "Hours" / "Minutes" Durch einen Klick auf der Datumszeitstellung erneut die Taste "MEM", und die Stunde beginnt zu blinken. Drücken Sie zum Einstellen die Taste "MEM". Stellen Sie die "Minutes" ein, indem Sie die oben genannten Schritte ausführen. "Minutes" / "Seconds" L'impessione predeterminata dell'unità è "mmHg". L'impostazione di "Date / Time" deve essere fatta prima di impostare "Data / Time". Premendo il tasto "SET" e premendo il tasto "MEM" si visualizza la data. Si desidera impostare l'ora su "kPa", premere il tasto "MEM" e apparirà "0.0", il che significa che la conversione dell'unità è riuscita... Appuyez à nouveau sur la touche "MEM" pour régler la conversion d'unité. 4."Utilisateur" Le moniteur stocke la mémoire de 2 personnes × 99 groupes, avec chaque groupe d'utilisateurs bénéficiant de 99 groupes de mémoire. Lors de la mesure à chaque fois, le moniteur stocke automatiquement les données de mesure. Une fois la capacité de la mémoire pleine, les dernières données de mesure seront écrasées par les nouvelles. En appuyant sur la touche "SET" lorsque le moniteur est allumé mais qu'aucune mesure n'est effectuée, l'écran affiche le groupe d'utilisateurs actuel, puis appuyez à nouveau sur la touche "SET" pour changer entre "SET" ou "MEM en option". Si aucun réglage n'est effectué, l'utilisateur 1 SET est défini par défaut. 5.Lecture de la valeur de la mémoire principale Appuyez sur la touche "MEM" une fois pour la mesure de la date et de l'heure, et le display LCD affichera et résultera moyen des trois dernières mesures. Appuyez à nouveau sur la touche "MEM" pour afficher le dernier résultat de mesure. Visualisez les valeurs mesurées de 2, 3 ... en continu en répétant cette étape. 6.Description du code d'erreur Avant d'utiliser le moniteur électronique de type bras, vérifiez si le moniteur a une invite de code d'erreur ou si test principale est affiché (l'icône de la forme d'un symbole) nach dem Einschalten nicht angezeigt werden kann. Wenn Fehlercodes angezeigt werden oder Anomalien angezeigt werden, wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, um die Anomalien gemäß den Eingabeaforderungen zu beseitigen.	Réglages 1.Mémoire claire Appuyez sur la touche «MEM» et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes en mode mémoire de lecture pour effacer la valeur de la mémoire stockée dans le produit. 2.Imposta data / ora Year Quando il monitor è acceso ma non misurato, premere e tenere premuto il tasto "SET" per circa 3 secondi, l'"Year" sullo schermo inizia a lampeggiare e premere il tasto "MEM" per impostare l'anno. Month Quando l'anno è stato regolato, premere di nuovo il tasto "SET", il "messe" inizia a lampeggiare in questo momento è premere il tasto "MEM" per effettuare la regolazione. Day Una volta che il mese è stato regolato, premere di nuovo il tasto "SET", la data comincia a lampeggiare in questo momento e premere il tasto "MEM" per effettuare la regolazione. Hours / Minutes Dopo la regolazione della data, premere nuovamente il tasto "SET", la data inizia a lampeggiare, premere il tasto "SET" per regolare. Impostare i "Minutes" Lors du réglage de la date, appuyez à nouveau sur la touche "SET", l'heure commence à clignoter, appuyez sur la touche "MEM" pour régler. Réglez les "minutes" en suivant les étapes mentionnées ci-dessous. 3.Conversion d'unité L'impessione predeterminata dell'unità è "mmHg". L'impostazione di "Date / Time" deve essere fatta prima di impostare "Data / Time". Premendo il tasto "SET" e premendo il tasto "MEM" si visualizza la data. Si desidera impostare l'ora su "kPa", premere il tasto "MEM" e apparirà "0.0", il che significa che la conversione dell'unità è riuscita... Appuyez à nouveau sur la touche "MEM" pour régler la conversion d'unité. 4."Utilisateur" Le moniteur stocke la mémoire di 2 persone × 99 gruppi, con ogni gruppo di utenti che gode di 99 gruppi, con ogni utente che ha 99 gruppi. Il monitor memorizza automaticamente i dati di misurazione. Quando la capacità di memoria è piena, i vecchi dati di misurazione verranno sovrascritti da quelli nuovi. Premendo il tasto "SET" quando il monitor è acceso ma non viene eseguita alcuna misurazione, la memoria di dati viene automaticamente caricata, quindi premere nuovamente il tasto "SET" per cambiare utente ("SET" o "MEM opzionale"). Se non viene eseguiti alcuna impostazione, viene impostato come predefinito il tasto 1 SET. 5.Lecture de la valeur de la mémoire principale Premere il tasto "MEM" dopo che la misurazione è terminata o in modalità di spegnimento, e il display LCD visualizza e risultato medio delle ultime tre misurazioni. Premere nuovamente il tasto "MEM" per visualizzare l'ultimo risultato della misurazione. Visualizza valori misurati di 2, 3 ... continuamente ripetendo questo passaggio. 6.Description du code d'erreur Prénez le temps de vérifier si le moniteur a une invite de code d'erreur ou si test principale est affiché (l'icône de la forme d'un symbole) dopo l'accensione. Si vous avez des codes d'erreur ou une anomalie d'affichage, veuillez contacter le centre de service après-vente pour éliminer l'anomalie conformément aux invites.	Configuraciones 1.Memoria clara Mantenga presionada la tecla "MEM" durante 3 segundos en el modo de memoria de lectura para borrar el valor de la memoria almacenado en el producto. 2. Imposta data / ora Year Cuando el monitor está encendido pero no se mide, presione y mantenga presionada la tecla "SET" durante unos 3 segundos, el año en la pantalla comienza a parpadear y presione la tecla "MEM" para configurar el año. Month Al principio del año se ha establecido, presione de nuevo la tecla "SET", el "mes" comienza a parpadear en este momento y presione la tecla "MEM" para configurar el año. Day Después de ajustar el año, presione la tecla "SET" nuevamente, el mes comienza a parpadear en este momento, y presione la tecla "MEM" para realizar el ajuste. Hours / Minutes Después de ajustar el mes, presione la tecla "SET" nuevamente, la fecha comienza a parpadear en este momento y presione la tecla "MEM" para hacer el ajustamiento. Horas / Minutos Luego del ajuste de la fecha, presione la tecla "SET" nuevamente, y la hora comenzará a destellar, presione la tecla "MEM" para ajustar. Configure los "Minutos" siguiendo los pasos mencionados anteriormente. 3.Conversión de unidades La unidad predeterminada es "mmHg". Presione la tecla "SET" y "MEM" para ajustar la conversión de unidades. La unidad está predeterminada como "mmHg". Després de configurar "Fecha / Hora", presione la tecla "SET" y "MEM" para mostrar "0". Si desea cambiar la unidad "kPa", presione la tecla "MEM" y aparecerá "0.0", lo que significa que la conversión de la unidad es correcta... 4."Usuario" El monitor almacena la memoria de 2 personas × 99 grupos, con cada grupo de usuarios teniendo 99 grupos, con cada usuario teniendo 99 grupos. El monitor automáticamente guarda los datos de medida. Cuando la capacidad de memoria es completa, los datos antiguos serán sobrescritos por los nuevos. Al presionar la tecla "SET" cuando el monitor está encendido pero no se realiza ninguna medida, la pantalla mostrará el grupo de usuarios actual, y luego presionar "SET" o "MEM" para cargar los datos de medida. Si no se realizó ninguna configuración, el usuario 1 SET está predeterminado. 5.Lectura de la memoria principal Presione la tecla "MEM" después de finalizar la medida o en el modo de apagado, y la pantalla LCD mostrará el resultado promedio de las últimas tres mediciones. Presione la tecla "MEM" nuevamente para mostrar el último resultado de la medida. Ver los valores medios de 2, 3 ... continuamente repitiendo este paso. 6.Descripción del código de error Antes de usar el monitor electrónico tipo brazo, verifique si el monitor tiene un mensaje de código de error o no puede mostrar el número (o el símbolo) dopo l'accensione. Se vengono visualizzati messaggi di codici di errore o anomalie del display, contattare il centro di assistenza post-vendita per eliminare l'anomalia secondo le istruzioni.	português quadro 1. Armazenamento claro No modo de leitura de memória, pressione e segure o botão "MEM" por 3 segundos em modo de memória de leitura para limpar o valor da memória armazenada no produto. 2. Defina a data e hora Year Se o monitor estiver ligado, mas não for medido, premere e segure o botão "SET" por cerca de 3 segundos, l'"Year" no ecrã inicia a piscar e premere o botão "MEM" para definir o ano. Month Após o ajuste do ano, premione o botão "SET" novamente. O mês começará a piscar neste ponto e, em seguida, premione o botão "MEM" para definir o mês. Day Depois de ajustar o mês, premione a tecla "SET" novamente. A hora começará a piscar neste momento e premione a tecla "MEM" para realizar o ajustamento. Hours / Minutes Depois de ajustar a hora, premione a tecla "SET" novamente, a hora comeca a piscar neste momento e premione a tecla "MEM" para definir a hora. Horas / Minutos Depois de ajustar a hora, premione a tecla "SET" novamente e a hora comeca a piscar neste momento e premione a tecla "MEM" para definir a hora. 3. Conversão de unidades O dispositivo é definido como "mmHg" por padrão. Após definir "Data / Hora", premione o botão "SET" e "MEM" para definir a conversão de unidades. 4. "Utilizador" O monitor armazena a memória de 2 pessoas × 99 grupos, com cada grupo de usuários tendo 99 grupos, com cada usuário tendo 99 grupos. O monitor salva automaticamente os dados de medida para cada medição. Assim que a capacidade de memória estiver cheia, os dados de medida antigos serão substituídos por novos. Ao pressionar a tecla "SET" quando o monitor está ligado, mas nenhum usuário armazenado está sendo usado, o grupo de usuários atual é exibido na tela. Em seguida, pressione o botão "SET" novamente para alternar o usuário (opcionalmente "SET" ou "MEM"). Se não forem realizadas configurações, o usuário 1 é pré-definido. 5. Leia o valor da memória principal Pressione a tecla "MEM" após o término da medição ou no modo de desligamento. O LCD mostra a média dos dados medidos para carregar o usuário 1 "SET" ou "MEM" opção 1). Se não se realizar nenhuma configuração, o usuário 1 "SET" está pré-definido. 6. Leitura da memória principal Pressione a tecla "MEM" depois de finalizar a medida ou no modo de apagado, e a tela LCD visualizará o resultado médio das três últimas medições. Pressione a tecla "MEM" novamente para mostrar o resultado final da medida. Exiba os valores medidos de 2, 3 ... continuamente repetindo esta etapa. 7. Descrição do código de erro Antes de usar o monitor eletrônico tipo braço, verifique se o monitor exibe um prompt de código de erro ou se não pode exibir o número (ou ícone) depois de ligaçao. Se vengono visualizados mensagens de códigos de erro ou anomalias do display, contate o centro de assistencia post-venda para corrigir as anomalias de acordo com as instruções.	русский VI. Настройки 1. память ясна Нажмите и держите кнопку "MEM" в течение 3 секунд, в режиме чтения памяти, чтобы очистить значение памяти, сохраненное в продукте. 2. установить дату / время Год Когда монитор включен, но измерение не ведется, нажмите и держите кнопку "SET" около 3 секунд, год на экране начнет мигать, и нажмите кнопку "MEM", чтобы установить год. Месяц После настройки года снова нажмите кнопку "SET", месац начнет мигать в это время, и нажмите кнопку "MEM", чтобы выполнить настройку. День После настройки месяца снова нажмите кнопку "SET", дата начнет мигать в это время, и нажмите кнопку "SET", чтобы выполнить настройку. Часы / Минуты После настройки даты нажмите кнопку "SET" еще раз, и часы начнут мигать, нажмите кнопку "MEM" для настройки. Время "Minutes" установлено в минутах, а время "Hours" в часах. 3. преобразование единиц измерения Единиц измерения по умолчанию является "mmHg", появляются, что означает успешное преобразование единиц измерения. Повторяйте действие кнопки "MEM" для преобразования из "kPa" в "mmHg". 4. Пользование Монитор хранит память 2 человек в 99 группах, при этом каждая группа пользователей использует 99 групп пользователей. Каждый пользователь автоматически сохраняет данные измерений. Как только объем памяти заполнится, старые данные измерений будут перезаписаны на новый. При нажатии кнопки "SET", когда монитор включен, но измерения не ведутся, на экране отображается сообщение группы, к которой пользователь принадлежит, а затем снова нажмите кнопку "SET", чтобы переключить пользователя ("SET" или "MEM" необязательно). Если ничего не задано, то используется значение "SET". 5. Изменение единиц измерения Нажмите кнопку "MEM" после завершения измерения или в режиме отключения питания, и на ЖК-дисплее отобразится результат трех последних измерений. Нажмите кнопку "MEM" еще раз, чтобы отобразить результат последнего измерения. Посмотрите измеренные значения 2, 3 ... определение кода ошибки. 6. описание кода ошибки Активируйте монитор электронного типа браслета, проверьте если монитор имеет сообщение о коде ошибки или не может отобразить номер (или символ) после логина. Если появляются сообщения о кодах ошибок или аномалии на дисплее, обратитесь в центр поддержки для устранения неисправности согласно подсказкам.																																	
27	28	29	30	31																																		
XV.Manufacture	FR	IT	ES	DE																																		
[MANUFACTURER] Jiangxi AICARE Medical Technology Co., Ltd. No. 6, South Side of Nanhuan Road, Qianping Industrial Park, Le'an County, Fuzhou City, 344300 Jiangxi, P.R.China	Rahmen 1.Sicherer klar Halten Sie im Lesespeichermodus die Taste "MEM" 3 Sekunden lang gedrückt, um den im Produkt gespeicherten Speicherwert zu löschen. 2.Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. 3.Einstellung der Datumszeit Wenn der Monitor eingeschaltet, aber nicht gemessen hat, halten Sie die Taste "SET" zwei Sekunden lang gedrückt. Der Bildschirm "Year" beginnt zu blinken, und drücken Sie die Taste "MEM", um das Jahr einzustellen. "Year" Nachdem das Jahr angepasst wurde, drücken Sie erneut die Taste "SET". Der Monat beginnt zu diesem Zeitpunkt zu blinken, und drücken Sie die Taste "MEM". "Month" Nachdem der Monat angepasst wurde, drücken Sie erneut die Taste "SET". Zur diesem Zeitpunkt beginnt das Datum zu blinken, und drücken Sie die Taste "MEM", um die Einstellung vorzunehmen. "Hours" / "Minutes" Durch einen Klick auf der Datumszeitstellung erneut die Taste "MEM", und die Stunde beginnt zu blinken. Drücken Sie zum Einstellen die Taste "MEM". Stellen Sie die "Minutes" ein, indem Sie die oben genannten Schritte ausführen. "Minutes" / "Seconds" L'impessione predeterminata dell'unità è "mmHg". L'impostazione di "Date / Time" deve essere fatta prima di impostare "Data / Time". Premendo il tasto "SET" e premendo il tasto "MEM" si visualizza la data. Si desidera impostare l'ora su "kPa", premere il tasto "MEM" e apparirà "0.0", il che significa che la conversione dell'unità è riuscita... Appuyez à nouveau sur la touche "MEM" pour régler la conversion d'unité. 4."Utilisateur" Le moniteur stocke la mémoire de 2 personnes × 99 groupes, avec chaque groupe d'utilisateurs bénéficiant de 99 groupes de mémoire. Lors de la mesure à chaque fois, le moniteur stocke automatiquement les données de mesure. Une fois la capacité de la mémoire pleine, les dernières données de mesure seront écrasées par les nouvelles. En appuyant sur la touche "SET" lorsque le moniteur est allumé mais qu'aucune mesure n'est effectuée, l'écran affiche le groupe d'utilisateurs actuel, puis appuyez à nouveau sur la touche "SET" pour changer entre "SET" ou "MEM" en option). Si aucun réglage n'est effectué, l'utilisateur 1 SET est défini par défaut. 5.Lecture de la valeur de la mémoire principale Appuyez sur la touche "MEM" une fois pour la mesure de la date et de l'heure, et le display LCD affichera et résultera moyen des trois dernières mesures. Appuyez à nouveau sur la touche "MEM" pour afficher le dernier résultat de mesure. Visualisez les valeurs mesurées de 2, 3 ... en continu en répétant cette étape. 6.Description du code d'erreur Prénez le temps de vérifier si le moniteur a une invite de code d'erreur ou si test principale est affiché (l'icône de la forme d'un symbole) dopo l'accensione. Si vous avez des codes d'erreur ou une anomalie d'affichage, veuillez contacter le centre de service après-vente pour éliminer l'anomalie conformément aux invites.	FR	IT	ES																																		
Name:KINGSMEAD SERVICE LIMITED Address:19 MEZZANINE FLOOR 19-21 CRAWFORD STREET LONDON ENGLAND W1H 1PJ	XVI.European Representative [EUROPEAN REPRESENTATIVE] Caretelion GmbH Niederrheinstr. 71, 40474 Dusseldorf, Germany.																																					
28	29	30	31	32																																		